

## FILMARRAY GASTROINTESTINAL (I-022)

### Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una muestra de Filmarray gastrointestinal. Los resultados de este análisis le permitirán a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

El examen requiere de muestras de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final.

### Requisitos:

- No estar tomando antibióticos.
- En caso de medicamento, consulte con su médico la suspensión.

### Recolección de la(s) muestra(s):

- Solicite en la Toma de Muestras un frasco de transporte Cary Blair líquido con tapa verde. Si el examen es para un paciente que utiliza pañal, puede que requiera medio de transporte Cary Blair sólido (Tórula).
- Lave sus manos antes y después de realizar el procedimiento.
- Deposite su deposición en un recipiente limpio y seco, evitando idealmente que se mezcle con orina.
- Si la muestra posee mucus o sangre, escoja esa porción, abra el frasco Cary Blair y empleando la paleta que viene incorporada a la tapa verde, deposite un volumen de deposiciones equivalente al tamaño de una nuez si es sólido y en el caso de que sea líquida llenar hasta la línea indicada en el frasco de recolección.
- En caso que el paciente no controle la acción de defecar (bebe o adulto) y utiliza pañal, realizar la siguiente acción:
  - ❖ Ponga el pañal al paciente de manera invertida (cara interna absorbente del pañal hacia afuera). Cuando el paciente haya defecado, recolectar la cantidad de muestra necesaria (hasta la marca de nivel) siempre tratando de obtener el área con sangre o mucosidad en caso que exista.  
*“Nota: Esta acción se realiza ya que el núcleo absorbente es la capa más interna del pañal y generalmente está hecho de una mezcla de pulpa de pelusa de celulosa y gránulos de poliacrilato que pueden alterar la calidad de la muestra, generando interferencia en el examen.”*
- En caso que no sea posible obtener la muestra mediante pañal invertido, puede recolectar la muestra mediante hisopado rectal inmediatamente después de haber realizado la deposición, para esto:
  - ❖ Saque el hisopo del medio de transporte estéril (Tórula Cary Blair) y prepárese para tomar la muestra. El hisopo rectal debe introducirse de 1 a 2 cm en pacientes adultos y 1 cm en pacientes pediátrico, imprimiéndole un movimiento de rotación amplio para arrastrar mucosidad de pared de la ampolla rectal y luego un movimiento circular pequeño para arrastrar deposición. Poner nuevamente Hisopo (esta vez con muestra) en su transporte.

### Traslado de la muestra:

- Una vez obtenida la muestra, coloque el frasco en una bolsa y anúdela. Introdúzca esta bolsa dentro de otra bolsa y anúdela.
- Traslade la muestra a la Unidad de Toma de Muestras antes de que pase una hora desde su obtención, procurando entregarla antes de las 15:00 horas de lunes a viernes y antes de las 12:00 horas los días sábado.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos al fono 55-2468152 - 55-2468100